AyudasDinámicas®
Productos para una mayor independencia

Cojín anatómico VISCOFLEX

ref: C10 C7

https://www.ayudasdinamicas.com/p/cojines/cojin-anatomico-viscoflex



Cojín anatómico fabricado en espuma viscoelástica con efecto memoria. Forma anatómica: Favorece una buena postura y una mejor estabilidad además de aumentar la superficie de contacto para reducir las presiones. El diseño del cojín favorece una mejor ventilación y además acompaña los movimientos del cuerpo reduciendo la fricción y la maceración. Funda impermeable y transpirable. Fácil de limpiar e ideal en casos de incontinencia.


AyudasDinámicas®
Productos para una mayor independencia



Espuma Visco



Cubierta de POLYMAILLE® removible



Cojín VISCOFLEX® que puede ser utilizado cuando:

• 1- Ya está presente una úlcera por presión (Etapa I a II según EPUAP).

El paciente puede cambiar la posición de sentado o los puntos de presión son aliviados a través del cuidado de enfermería. O

• 2- Está presente una mayor probabilidad de muy alto riesgo de acuerdo con la escala de evaluación (Braden, Norton, Waterlow, ...).

El cojín VISCOFLEX® es adecuado para pacientes: con antecedentes de úlcera por presión en contacto con el área de sentado, y/o parálisis total o parcial del tronco o extremidades inferiores, y/o con sensibilidad

deficiente o ausente en los miembros inferiores, y/o con estabilidad frontal deficiente, y/o con ligeras asimetrías posturales y/o con Amputación vascular, y/o con mal estado general.

El cojín puede ser utilizado en diferentes soportes de sentado sin ajustes.

AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia





ESPUMA VISCOELÁSTICA MOLDEADA CON EFECTO DE MEMORIA

→ Moldeado preciso del cuerpo y aumento de la superficie del cuerpo en contacto con el cojín;
→ Mejor distribución de las presiones: reducción de las presiones transcutáneas en áreas de alto riesgo y facilitación de la circulación sanguínea;
→ Mayor comodidad y estabilidad del paciente;
→ Efecto de piel obtenido mediante el proceso de moldeado: protección de la espuma contra agresiones externas (desgarro, desmoronamiento);
→ Con una densidad muy alta para prevenir la deformación y los efectos de hundimiento.

SUPERFICIE CON RESPIRADEROS

→ Mejor circulación de aire para reducir los efectos de la maceración.
→ Mejor acompañamiento del cuerpo por el material durante el movimiento para reducir las fricciones en la superficie.





EFECTO DE PIEL DEL PROCESO DE MOLDEADO

→ Protege el producto contra agresiones externas.


ULTRALIGERO


CUBIERTA ALTAMENTE TRANSPIRABLE

→ Adaptada para incontinencia
→ Reduce el efecto de maceración a través de la facilitación de la respiración de la piel.
→ Material Impermeable.

FORMA ANATÓMICA CON BORDES LATERALES ELEVADOS E INCLINACIÓN FRONTAL-TRASERA

→ Mejora el posicionamiento, la estabilidad y la comodidad del paciente;
→ Aumenta la superficie de contacto y reduce las presiones.





BASE ANTIDESLIZANTE

→ Evitando cualquier deslizamiento del cojín del soporte (sólo POLYMAILLE®).

AyudasDinámicas®
Productos para una mayor independencia

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Medidas	Recomendado para personas de:
C10-3636	36 x 36 cm	70 kg
C10-3838	38 x 38 cm	90 kg
C7A	42 x 42 cm	100 kg
C7B	45 x 42 cm	110 kg
C10-4843	48 x 43 cm	130 kg
C10-5146	51 x 46 cm	140 kg