AyudasDinámicas®
Productos para una mayor independencia

Silla Gades VARIO

ref: AGV

https://www.ayudasdinamicas.com/p/sillas-de-ruedas/silla-gades-vario-2



La más resistente y duradera, soporta 130 kg. Se adapta a las necesidades de sedestación de cada usuario. La silla Gades Vario permite multiples regulaciones para adaptarse a la mayoría de usuarios. El asiento se regula en altura y profundidad, altura de los reposabrazos, etc...

CARACTERÍSTICAS

• Chasis de acero de tubo de diámetro 25mm con recubrimiento en polvo

• Ruedas traseras de 24 " con cubiertas de PU

• Llanta y aro de aluminio

• Eje trasero de liberación rápida (quick release),

• Regulación del centro de gravedad de la silla

- Ruedas delanteras de 7” con cubiertas de PU
- Reposabrazos elevables y desmontables
- Reposabrazos de PU, ajustable en longitud (Escritorio / Largo) y regulables en altura (3 cm)
- Asiento regulable en altura de 46 a 51cm
- Reposapiés abatibles y desmontables, con soportes de talón
- Profundidad del asiento ajustable (40/44 cm)

- La talla de 45 cm de asiento con rueda de 600 mm (24”) pesa 18 kg.



Reposabrazos

Gracias a sus reposabrazos regulables se puede conseguir una correcta sedestación del usuario.


Ideal para usar todo tipo de cojines.

• Altura regulable de 22 a 25 cm

• Largo regulable (Escritorio/Largo)

• Blandos y confortables (fabricados en poliuretano)

• Abatibles y desmontables



Sistema de extracción rápida (Quick Release)

El anclaje posterior es regulable en 3 posiciones (46 / 48,5 / 51 cm) para escoger la altura del asiento para cada usuario.

También permite retrasar el centro de gravedad de la silla, lo que la hace más estable. Ideal para personas amputadas.

AyudasDinámicas®
Productos para una mayor independencia

BENEFICIOS DE LOS BRAZOS DE ALTURA REGULABLE

Los reposabrazos de la silla de ruedas soportan el antebrazo del paciente sentado, y así descansan los hombros. El hombro es especialmente vulnerable a las lesiones porque la cápsula de la articulación (la de mayor rango de movimiento del cuerpo) depende del soporte de los músculos circundantes.



Reposabrazos de altura regulable

La postura correcta es muy importante para evitar dolores articulares, muy especialmente en hombros y espalda. Solo se puede adoptar en una silla con los brazos a la altura adecuada para cada persona, teniendo en cuanta sus dimensiones y la altura de su cojín.

AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia





También disponible con ruedas traseras de 12” (300 mm). no autopropulsable, necesita de la ayuda de un acompañante.

Reduce el ancho total de la silla lo que permite una mayor maniobrabilidad en interiores y pasos estrechos.

18 130

Tabla de medidas y modelos

Modelo	rueda trasera	Ancho asiento	Profundidad asiento	Altura asiento	Altura respaldo	Altura reposabrazos	Ancho total	Largo total

AyudasDinámicas®
Productos para una mayor independencia

AGV39	24" (600mm)	39 cm.	40/44 cm.	46/48,5/51 cm.	43 cm.	22/23,5/25 cm.	59 cm.	106/108 cm.
AGV39T	12" (300mm)	39 cm.	40/44 cm.	51 cm.	43 cm.	22/23,5/25 cm.	56 cm.	106/108 cm.
AGV42	24" (600mm)	42 cm.	40/44 cm.	46/48,5/51 cm.	43 cm.	22/23,5/25 cm.	62 cm.	106/108 cm.
AGV42T	12" (300mm)	42 cm.	40/44 cm.	51 cm.	43 cm.	22/23,5/25 cm.	59 cm.	106/108 cm.
AGV45	24" (600mm)	45 cm.	40/44 cm.	46/48,5/51 cm.	43 cm.	22/23,5/25 cm.	65 cm.	106/108 cm.
AGV45T	12" (300mm)	45 cm.	40/44 cm.	51 cm.	43 cm.	22/23,5/25 cm.	62 cm.	106/108 cm.
AGV48	24" (600mm)	48 cm.	40/44 cm.	46/48,5/51 cm.	43 cm.	22/23,5/25 cm.	68 cm.	106/108 cm.
AGV48T	12" (300mm)	48 cm.	40/44 cm.	51 cm.	43 cm.	22/23,5/25 cm.	65 cm.	106/108 cm.
AGV51	24" (600mm)	51 cm.	40/44 cm.	46/48,5/51 cm.	43 cm.	22/23,5/25 cm.	71 cm.	106/108 cm.